

GEBRAUCHSANWEISUNG - HOLZTOILETTENSTUHL „SANILETTE“



LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DER ANWENDUNG GENAU DURCH, BEFOLGEN SIE DIE HINWEISE UND BEWAHREN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG AUF!

1. VERWENDUNGSZWECK

Ein Holz-Toilettenstuhl kommt zum Einsatz wenn der Gang zur Toilette einfach zu weit und besonders nachts nicht zu bewältigen ist. Er kann in der Nähe des Bettes platziert werden und steht bei Bedarf unmittelbar zur Verfügung. Dabei kann er sich dezent in das Wohnumfeld integrieren und wird bei Nichtgebrauch mit einer Sitzplatte abgedeckt und als ganz normaler Stuhl benutzt. Wird ein Holz-Toilettenstuhl auch im Badezimmer genutzt, kann hier der Eimer auch weggelassen, und der Stuhl direkt über die Toilette gestellt werden. In allen anderen Fällen sorgt eine Rinne im Eimer, die mit etwas Wasser gefüllt wird, für einen geruchsdichten Verschluss.

2. ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATIONEN

Unsere Holz-Toilettenstühle zeichnen sich durch folgende Besonderheiten aus:

- eine hohe Belastbarkeit
- einfaches Handling, die Benutzung gelingt auch ohne Mithilfe
- komplett aus Holz
- erhältlich mit normaler Lehne oder Sprossenlehne
- komplette Zubehörteile mit enthalten



Bei uns erhalten Sie ausschließlich Produkte, gemäß der Richtlinie 93/42/EWG des Medizinproduktegesetzes. Außerdem ist unser Qualitätsmanagementsystem nach **DIN ISO 9001 & DIN ISO 13485** zertifiziert.

3. SICHERHEITSHINWEISE UND BENUTZUNG

Lassen Sie sich von Ihrem Fach- oder Pflegepersonal in die richtige Benutzung Ihres Toilettenstuhls einweisen!

Zum Aufbau Ihres Toilettenstuhls gehen Sie wie folgt vor:

- legen Sie zunächst den Kunststoffeinsatz in die dafür vorgesehene Aussparung am Holzrahmen des Toilettenstuhles ein
- achten Sie darauf, dass die Kante mit den ausgesparten Ecken dabei zur Stuhllehne zeigt
- achten Sie außerdem darauf, dass der Kunststoffeinsatz überall fest aufliegt
- anschließend schieben Sie den Toilettenstuhleimer ohne Deckel von hinten in die Eimerhalterung ein
- die gepolsterte Sitzplatte legen Sie auf den Holzrahmen so auf, dass zur Fixierung der Sitzplatte die beiden Holzstifte auf dem hinteren Rahmen des Toilettenstuhles in die dafür vorgesehenen Bohrungen in der Sitzplatte passen, so kann der Toilettenstuhl auch als stabiler Sitzstuhl verwendet werden
- zum Gebrauch als Toilettenstuhl nehmen Sie einfach die gepolsterte Sitzplatte herunter
- die pflegebedürftige Person wird möglichst vorsichtig auf den Toilettenstuhl gesetzt
- achten Sie darauf, dass der Kunststoffeinsatz immer in der vorgesehenen Führung liegen bleibt, sonst besteht die Gefahr, dass sich die pflegebedürftige Person einklemmt oder dass der Einsatz bricht!
- nach Gebrauch entnehmen Sie den Kunststoffeimer zum Reinigen und legen die gepolsterte Sitzplatte wieder richtig auf den Holzrahmen auf des Toilettenstuhls auf
- Kunststoffeinsatz und Kunststoffeimer sind herausnehmbar und können im Spülbecken oder in der Spülmaschine abgewaschen werden

4. LAGERUNG UND PFLEGE

- lagern Sie Ihren Holz-Toilettenstuhl nicht in feuchten Räumen
- der Holztoilettenstuhl und die gepolsterte Sitzplatte werden mit einem leicht feuchtem Tuch unter Zugabe handelsüblicher Reinigungs- oder Desinfektionsmittel gereinigt
- **HINWEIS!!** Wird eine Desinfektion notwendig, ist ein geeignetes Desinfektionsmittel zu verwenden! Bitte beachten Sie bei der Anwendung die Herstellerangaben!

GEBRAUCHSANWEISUNG - HOLZTOILETTENSTUHL „SANILETTE“

5. ENTSORGUNG

Entsorgen Sie defekte oder verschlissene Holz-Toilettenstühle sowie das Kunststoff-Zubehör und die Verpackung nicht im Hausmüll, sondern entsprechend den regionalen und örtlichen Vorschriften für Umweltschutz und Rohstoffrückgewinnung. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Entsorgungsunternehmen.

6. GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG

Sie haben ein hochwertiges GASTROCK-Produkt erworben! Sollte trotz höchster Qualitätsstandards in unserer Fertigung ein berechtigter Sachmangel auftreten, steht GASTROCK-STÖCKE GMBH das Recht zu, im Rahmen einer 24-monatigen Gewährleistung nach eigener Wahl die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie Nachlieferung zu ersetzen!

Nicht von der Gewährleistung erfasste Mängel, die auf Verschleiß oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind! (Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen)

7. TECHNISCHE DATEN

- Maße (B/H/T): 56 cm x 81 cm x 50 cm
- breite zwischen den Armlehnen ca. 46 cm
- komplett den Zubehörteilen Polstersitz, Kunststoffeinsatz und Toilettenstuhleimer mit Deckel geliefert